

Exploración de impresiones CBCT



Modelos 3D precisos y mayores capacidades de diagnóstico.

Incluya impresiones digitales a la lista de aplicaciones de los sistemas CBCT de Carestream Dental. Con el CS 9300 o el CS 9000 3D, es posible realizar impresiones tradicionales para crear modelos 3D de alta precisión de forma rápida y sencilla. Carestream Dental permite realizar una transición sencilla a la tecnología digital a través de un flujo de trabajo de impresión familiar y un alto nivel de precisión.



Características y ventajas:

- Exploración precisa, incluso en áreas de difícil acceso, para obtener resultados clínicos superiores.
- Impresiones digitales con la mayor resolución (15 µm).
- Funciona con cualquier tipo de material de impresión de silicio.
- Admite indicaciones en dientes individuales (corona completa, inlay, onlay).
- Interfaz intuitiva y plataforma específica para una exploración rápida y precisa.

* Se necesita un kit de actualización para las unidades 3D fabricadas antes de 2011.

Tres pasos sencillos para un modelo 3D



1 Obtenga la impresión y la mordida con el material de silicio

2 Explore la impresión con el sistema CS 9300 o CS 9000 3D

3 Las exploraciones se convierten automáticamente a un modelo 3D